



# MEDİKOKİM®

## SAFEBELT®

Hasta Güvenlik Kemerleri  
Çelik Kilitli Seri Omuz Kemerleri  
Kullanma Kılavuzu



CE

## Genel Bilgiler

Omuz Sabitleme Kemerini hastanın omuzunu (gövdesini) etkin bir biçimde yatağa sabitleyebilir. Döner Bel Kemerini ile birlikte kullanılır.

## Genel Uyarılar

- Hastanın güvenliği ve konforu ürünlerin doğru kullanılmasına ve montajına bağlıdır. Hastanın güvenliği için uygulamadan önce kullanım talimatını dikkatlice okuyunuz, kullanma kılavuzunu okumadan ürünü kullanmayınız.
- Hasarlı malzemeler kullanıcı açısından risk, hasta açısından ise rahatsızlık oluşturur. Bu nedenle kullanmadan önce malzemelerin hasarsız ve eksiksiz olduğunu kontrol ediniz. Hasarlı ve yırtık ürün kullanmayınız.
- Krizde zaman çok önemlidir. Kriz anındaki bir hastaya ürünün tatbikindeki başarı hastanın direnme gücüne, uygulayan personelin deneyimine ve sayısına bağlıdır. Bu nedenle hastaya tatbik etmeden önce ürünleri mutlaka (yatakta ve iskemlede vb.) deneyiniz, monte ediniz ve sökünüz, deneyim kazanınız.
- Anahtar ve kilitlerin birbiri ile uyumlu olduğunu kilidin güvenle kilitlendiğini ve kilidin manyetik anahtarı ile rahatça ve çabucak açılabilirliğini önceden kontrol ediniz.
- Anahtarları kolayca ulaşabileceğiniz noktalarda saklayınız, yerini unutmayınız. Anahtarları ulaşamadığınız acil durumlarda kemerleri

Standart Aksesuarları: Plastik buton ve çelik pim'den oluşan kilit ve manyetik anahtar.

- kesmekte tereddüt etmeyiniz.
- Kilitlemenin güvenliği için üst üste en fazla 4 kat malzemeyi kilitleyiniz.
- Bu tür kısıtlamalar hastayı huzursuz edebileceğinden kemerleri kullanan hastaları düzenli olarak izleyiniz ve kontrol ediniz. Çok uzun süre yalnız bırakmayınız.
- Çok uzun süreli hareketsizliğin hastada kas atrofisi ve pıhtı oluşumuna katkı yapabileceğini unutmayınız.
- Ürünlerin kullanım esnasında nefes alıp vermeye veya kan dolaşımına engel olmadığına emin olunuz.
- Ürünlerimiz antialerjik ve soft materyallerden üretilmiştir. Buna rağmen çok uzun süreli kullanımlarda veya çok hassas cilde sahip hastalarda cilde zarar vermediğinden emin olunuz.
- Kullanım esnasında hastanın üzerindeki (mücevher, saat, gözlük vb.) yaralanmaya neden olabilecek tüm nesnelere çıkartınız.
- Medikokim Safebelt® ürünlerinde daima orijinal kilit, pim, anahtar ve yedek parça kullanınız.



Resim A

## Kullanımı

- Omuz Destek Kemerini kısa uzantısı önde kalacak şekilde hastanın omuzlarından geçiriniz. (Bkz. Resim 1)
- Uzun kısmı hastanın arkasından bacak arasından geçirerek öne getiriniz ve önde kemerin ön (kısa) parçası üzerine çelik kilit vasıtasıyla monte ediniz. (Bkz. Resim 2)
- Çok maksatlı uzatma kemerini hastanın omuzuna takılı olan kemerin içinden geçirerek (Bkz. Resim 3) karyolanın iki yanına gergin bir şekilde sabitleyiniz. (Bkz. Resim 4)



Resim 1



Resim 2



Resim 3



Resim 4

## Özel Uyarılar

Kemerin hastanın nefes almasına engel olmadığını ve kan dolaşımına zarar vermediğini kontrol ediniz. (Bkz. Resim A)

## Ürün Temizliği ve Ömrü

- 1 Yıkamadan önce kemerler üzerindeki kilit sistemlerini çıkarınız.
- 2 Ürünleri çamaşır makinesinde ve kişisel giysi temizliğinde kullanılan temizlik maddeleri ile yıkayınız. Sanayi deterjanı, klor ve çamaşır suyu benzeri ağartıcı maddelerle temizlemeyiniz.
- 3 Maksimum 95 °C'de suyla yıkayınız.
- 4 Yıkama esnasında velkro kilitlerde iplenme tiftiklenmeyi önlemek için velkro kilitleri kapalı halde yıkayınız.
- 5 Ürünleri ütölemeyiniz.
- 6 Kurutucuda veya açık havada kurutunuz. Kurutucuda kurutulurken düşük ısıda kurutulması kullanım ömrünü arttırır.
- 7 Kilitleri ucu pamuklu çubuk ile dezenfektan kullanarak temizleyiniz.
- 8 Kilitlerin içine su kaçırmayınız. İçine su kaçan kilitleri iyice kurumadan kullanmayınız. Kullanımdan evvel güvenliğini kontrol ediniz.
- 9 Velkro kilitlerde ipliklenme ve tiftiklenme olduğunda rahat kapanması için mekanik olarak temizleyiniz.

