


# KULLANIM METODU


**PORTMED®**

**ÇOKLU KATETER SABİTLEME BANDI**


MODEL : STANDART  
REF. NO : HP MED



Bandı kolun üst kısmına getirin ve kola sarın



Velcro cırt ile kola sabitleyin, kan dolaşımını etkilemediğini kontrol edin



Kateterleri bandın platformundaki velcro tutuculara yerleştirin ve sabitleyin



▷ Steril Değildir

▷  Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız