


KULLANIM METODU


PULSOMED®

PULSOKSİMETRE PROB SABİTLEYİCİ


MODEL : STANDART
REF. NO : PPW 9001




Bandı parmağa yerleştirin.
Bandın bir ucundaki velkro
kilidi bandın tüylü yüzeyine
iliştirin



Ayak uygulaması



Parmak uygulaması



Parmak uygulaması



▷ Steril Değildir

▷  Tek kullanımlık

▷ Tekrar sterilize edilmez

▷ Yırtık ve delik poşetleri kullanmayınız